



Dermakos
 Novembre 2011
 Italia

Riduzione frazionale ablativa delle rughe

Ematrix di Smei (tel. 0142 455445) prevede la possibilità di utilizzare, oltre a tre differenti programmi, anche due differenti testine (64 pins e 144 pins). Le indicazioni sono diverse: lassità cutanea, rughe sottili e profonde, cicatrici da acne, pori dilatati, irregolarità della texture, discromie, smagliature. I principali vantaggi sono il downtime breve o nullo, la possibilità di trattare ogni tipo di pelle, anche quelle di colore, senza effetti collaterali e la possibilità di trattare ogni parte del corpo, incluso collo e décolleté, non sempre facili da gestire con altre tecnologie. Dal punto di vista operativo il dispositivo eMatrix è un sistema pratico. Dispone di un manipolo leggero ed ergonomico, non richiede l'utilizzo di protezioni visive per il paziente e per l'operatore e tanto meno di prodotti. Il dispositivo è piccolo, portatile, facile da spostare. Il trattamento con eMatrix è relativamente rapido, circa 15 minuti per il viso e 10 minuti per il décolleté e le mani.



Apparecchiatura a radiofrequenza monopolare e bipolare

ProwaveIce di Promoitalia (tel. 06 37511826) riunisce due tecnologie in una sola apparecchiatura consentendo molteplici applicazioni. È dotata di due diversi manipoli, con tecnologia auto-refrigerante. L'uso della radiofrequenza a livello cutaneo induce un aumento di temperatura intradermica realizzando dapprima una parziale denaturazione di vecchie fibre collagene ed elastiche e, nel tempo, la rigenerazione di nuovo tessuto dermico. La possibilità di generare radiofrequenza monopolare, bipolare e intradermica permette l'utilizzo del dispositivo su grandi aree e in profondità (manipolo monopolare corpo) e su piccole aree e più in superficie (manipolo bipolare). ProwaveIce è dotata di manipoli autorefrigeranti, tecnologia realizzata mediante celle di Peltier per salvaguardare gli strati superficiali del derma, per un trattamento indolore, confortevole e in totale sicurezza. Il trattamento è indicato nei casi di ipotonia cutanea (viso/corpo), smagliature, rughe superficiali e profonde, cellulite.



casuale brevettata su Mosaic lavora inviando alla pelle matrici di microscopici e randomizzati raggi laser tramite un sofisticato scanner inserito nel manipolo. Questi micro fasci laser producono micro colonne necrotiche profonde, collimate e omogenee che penetrano fino al derma reticolare (1 mm circa) senza coinvolgere i tessuti circostanti. La possibilità di poter regolare la velocità fino a 500 spot al secondo consente, inoltre, di effettuare un trattamento veloce, preciso e controllato nell'energia erogata. Mosaic offre la scelta tra due metodologie operative: statica (adatta per piccole lesioni o cicatrici, in grado di inviare istantaneamente da 50 a 500 spot su cm²) e dinamica (l'alta velocità invia con continuità raggi laser random coprendo grandi aree sul viso, sul collo e sul corpo molto velocemente).

T trattare efficacemente cellulite e rilassamento cutaneo

Grazie alla tecnologia di **Cellu M6 di LPG** (numero verde 800 905699) e al nuovo manipolo Ergodrive, il trattamento **Lipomassage** consente aumentare del 70% la lipolisi naturale dei grassi localizzati. La meccanostimolazione **LPG**, con l'utilizzo dei rulli Roll'In, Roll'Up e Roll'Out, consente in primo luogo di stimolare e ammorbidire i setti ed eliminarne la fibrosità, alleviando così la trazione sui punti di ancoraggio cutaneo ed eliminando l'effetto "a buccia d'arancia". Contemporaneamente, questo tipo di

stimolazione consente di riattivare la circolazione sanguigna e linfatica, mentre l'azione meccanica dei Roll (Roll'In) riattiva le risposte biologiche in profondità, favorendo lo scioglimento dei grassi.

Un software integrato permette di seguire protocolli di provata efficacia, su misura per ciascun profilo corporeo; il display è touch screen con comandi integrati e base del manipolo girevole per un maggior comfort di utilizzo e quattro rotazioni dei rulli permettono risultati personalizzati: snellire, rassodare, rimodellare, levigare.

